

# protect.SIS

---

## Informace o účelu použití

protect.SIS je bandáž ke znehybnění ramene. Výrobek je určen výhradně k použití po odborném nasazení na rameno a pouze na nepoškozenou kůži.

---

## Indikace

- Luxace ramene
- Znehybnění akromioklavikulárního kloubu
- Natržení a naražení
- Zranění manžety rotátoru
- Zklidnění při frakturách pažní kosti

## Kontraindikace

V současné době nejsou známy.

## Nasazení ortézy

- Přiložte delší pás pod hrudník a zafixujte jej. Našitý pás se nachází na straně zraněného ramene. Zelený pás se závěsným poutkem pro ruku je na zádech.
  - Zafixujte zraněnou paži pásem na pažní kosti.
  - Položte zelený pás přes nezraněné rameno. Zasuňte ruku zraněné paže do poutka.
  - Upravte délku pásu se záchytným poutkem. Poutko připevněte pomocí suchého zipu na pás přes hrudník.
- 

## Pokyny k praní

Pásky na suchý zip před praním zapněte. Zbytky mýdla mohou způsobit podráždění kůže a vést k opotřebení materiálu.

- Výrobek perte nejlépe za použití pracího prostředku medi clean v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30 °C za použití pracího prostředku na jemné prádlo bez bělidel.
  - Nebělit.
  - Sušte na vzduchu.
  - Nežehlete.
  - Chemicky nečistit.
- 



## Pokyny pro skladování

Výrobky skladujte na suchém místě chráněném před přímými slunečními paprsky.

## Materiálové složení

Polyamid, PU, polyester, bavlna

**Záruka**

Jsou v rámci zákonných ustanovení.

**Likvidace**

Dosloužilý výrobek můžete odstranit s komunálním odpadem.