

SISSEL® STUDENÁ TERAPIE KOMPRESSE

Návod k obsluze

S kompresí SISSEL® Cold Therapy Compression jste si pořídili univerzálně použitelnou pomůcku při kloubních potížích nebo zraněních. Dobré rozhodnutí, děkujeme.

SISSEL® Cold Therapy Compression je nafukovací studený obklad na koleno/ loket, zápěstí a kotník, který má tvar kloubní bandáže. Lze jej použít k léčbě akutních poranění (vazů, kloubů) a otoků a náhlých nebo chronických bolestí kloubů (např. revmatických). Může také podporovat léčbu a terapeutické aplikace. Kombinace chladu a tlaku ve tvaru obvazu je velmi účinná. Je známo, že chlad snižuje bolest a otok. Kompresse podporuje a stabilizuje, čímž zvyšuje účinnost chladu. Například otokům lze účinněji předcházet nebo jsou zřetelně redukovány. Volně odnímatelný vnitřní chladivý polštářek lze skladovat v lednici nebo

Kombinace chladu a komprese

Přehled výhod:

- spolehlivé snížení bolesti a zánětu
- chlad a komprese poskytují komplexní prevenci otoků.
- dodatečná stabilizace kloubů při sportovních úrazech, podvrtnutí apod.
- s čerpadlem pro regulaci tlaku
- Pomalu tekoucí gel zajišťuje dlouhodobé a bezpečné uchování teploty.
- pohodlné zapínání na suchý zip, dokonale se přizpůsobí kloubu
- hygienické a snadno dezinfikovatelné
- v případě nouze lze aplikovat na oděv.
- k dispozici ve 3 variantách: zápěstí, koleno/loket, kotník

Indikace:

- záněty
- otoky
- bolesti
- sportovní zranění
- revmatické potíže

Kontraindikace:

- Nepoužívejte v případě nedefinovaných výsledků. Poradte se se svým lékařem nebo terapeutem.
- Nepoužívejte na otevřená poranění nebo rány (případně je nejprve zakryjte).

Materiál:

Kryt: černá modrá

Obsah: 100% nylonový velur, 65% polyester, celulóza, 35% bavlna Aquadest

Pokyny pro péči: Vyčistěte vlhkým ručníkem a osušte.

Dezinfekce: Dezinfekce sprejem nebo otřením. Nastříkejte, nechte nasáknout a v případě potřeby otřete. Používejte pouze vhodné čisticí prostředky.

Teplota: Skladujte kompres při teplotě (max. -18°) v mrazničce nebo chladničce, abyste měli jistotu, že je výrobek připraven k použití. Čím nižší teplota, tím delší účinnost chladicího zásobníku.

Varování: Příliš nízké teploty mohou způsobit poškození pokožky mrazem! V případě potřeby chraňte pokožku ručníkem.

Nasazení / sundání bandáže

Nasazení:

1. nasadte kompresi, zavřete suchý zip (1)
2. otevřený ventil ("ON")
3. nafouknout (3)
4. v případě potřeby upravte. Stiskněte uvolňovací ventil (4)
5. zavřít ventil ("OFF") (2)
6. v případě potřeby vyjměte trubičku

Poznámka:

Kompresi nenafukujte příliš silně, dbejte na správnou polohu, nenasazujte ji příliš volně. Kloub musí být umístěn v místě kloubního otvoru (pro stlačení kolene a lokte).

Sundání bandáže

1. otevřený ventil ("ON") (2)
2. vypouštění vzduchu
 - stiskněte uvolňovací ventil nebo (4)
 - odstranit trubku (5)
3. otevřít uzávěry na suchý zip, odstranit kompresi, (1)
4. vytlačte zbývající vzduch

SISSEL® GmbH

Bruchstrasse 48

D-67098 Bad Dürkheim

Německo

www.sissel.com