

Návod k použití CZ

Vážený pacienti,

žádáme vás, abyste pečlivě dodrželi přiložený návod k použití. Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na lékaře, který se o vás stará, váš nejbližší specializovaný obchod, nebo přímo na nás.

ÚČEL POUŽITÍ

MANU-CAST® ORGANIC je ortéza pro imobilizaci zápěstí s volným pohybem prstů a palce.

MANU-CAST® ORGANIC P je ortéza pro imobilizaci zápěstí s upevněním palce a volným pohybem prstů.

INDIKACE REF 07059, MANU-CAST® ORGANIC:

- Konzervativní/po operační péči
- Poškození ruky v oblasti zápěstí a metakarpální oblasti
- Pro imobilizaci zápěstí s volným pohybem palce a prstů
- Všechny indikace vyžadující imobilizaci zápěstí v alespoň dvou směrech pohybu s volnou pohyblivostí prstů a palce, jako jsou:
- Předoperační • Poúrazové • Syndrom karpálního tunelu/CTS • Záněty • Degenerace • Revmatická onemocnění

REF 07159, MANU-CAST® ORGANIC P:

- Konzervativní/po operační péči
- Poškození ruky v oblasti zápěstí a metakarpální oblasti
- Pro imobilizaci zápěstí s upevněním palce a volným pohybem prstů
- Všechny indikace vyžadující imobilizaci zápěstí s fixací palce, jako jsou:
- Předoperační • Poúrazové • Syndrom karpálního tunelu/CTS • Záněty • Degenerace • Revmatická onemocnění

KONTRAINDIKACE

- Alergické, zánětlivé nebo zraněními související změny kůže (např. otoky, zarudnutí) v oblastech těla, které mají být zásobeny
- Poruchy oběhového systému nebo otoky měkkých tkání lymfatického systému
- Neurogenní poruchy sensorického systému a trofismus kůže v oblasti, která má být ošetřena (sensorické poruchy s nebo bez poškození kůže)

VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Pokud je ortéza používána správně, nejsou známy žádné obecné vedlejší účinky, netolerance s dlouhodobými účinky nebo alergické reakce.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Cílovou skupinou jsou všichni pacienti s ohledem na indikace a kontraindikace. Instrukce a výběr správné velikosti provádějí odborníci zdravotnického zařízení.

NÁSLEDUJTE POSTUP POUŽITÍ

- Otevřete suché zipy MANU-CAST® ORGANIC/MANU-CAST® ORGANIC P (1) a vsuňte dlahu přes ruku (2). Anatomicky předtvarovaný mřížkový rám spočívá proti vnitřní straně ruky (3). Horní lišta musí ležet mezi palcem a ukazováčkem (4).
- Zavřete suché zipy s přiměřeným napětím. Pásek na zápěstí je obtočen kruhově kolem zápěstí a dlahy (5). S MANU-CAST® ORGANIC P lze polohu uzávěru palce případně individuálně změnit.
- MANU-CAST® ORGANIC/MANU-CAST® ORGANIC P je správně nasazena, když anatomicky předformovaný mřížkový rám přiléhá k dlani, zápěstí a předloktí.
- Při sundávání MANU-CAST® ORGANIC/MANU-CAST® ORGANIC P otevřete kruhové suché zipy (6) a druhou rukou dlahu sundejte (7).

POZNÁMKY PRO ORTOPEDICKÉHO TECHNIKA

• MANU-CAST® ORGANIC/MANU-CAST® ORGANIC P lze individuálně přizpůsobit a přizpůsobit podle potřeby. • Ponořte mřížkový rám do horké vody (70-80 °C) na vhodném místě pro přetvarování. Ohřátou oblast lze pak formovat. • Pozor: Nepoužívejte horký vzduchový foukací zařízení pro formování, protože to vede k nerovnoměrnému ohřevu! • Spony MANU-CAST® ORGANIC/MANU-CAST® ORGANIC P jsou kontinuálně nastavitelné a lze je nastavit na obou stranách. Vnitřní polstrování pásů lze umístit libovolně.

DOPŘEJTE/NAHRADNÍ DÍLY: Volitelně dostupné u vašeho specialistického prodejce: Náhradní polstrování SPORLASTIC 3D SPACE KNIT pro MANU-CAST® ORGANIC (REF 17059) a MANU-CAST® ORGANIC P (REF 17159). Odstranění náhradního polstrování SPORLASTIC 3D SPACE KNIT: • Pro odstranění náhradního polstrování otevřete všechny uzdy. • Otevřete suché zipy na paleční oponě a protáhněte je. • Odpojte náhradní polstrování z oranžových klipů a odstraňte náhradní polstrování.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Zásadně by měla být indikace pro nošení ortopedického zařízení obecně, stejně jako přítomnost kterýchkoli z níže uvedených stavů, projednána s lékařem, který je zodpovědný za vaši léčbu.
- Zkontrolujte funkčnost produktu s vaším lékařem nebo specialistou na prodej.
- Produkt je navržen pro léčbu jednoho pacienta.
- Nepoužívejte produkt přímo na otevřené rány.
- Aby produkt měl dlouhou životnost a fungoval, neměl by být nošen současně s mastnými/nebo kyselými produkty, mastmi nebo krémy.
- Produkt se může dostat do styku s rozprašovanou vodou.
- Prosím, vždy správně uzavírejte všechny suché zipy. Škody způsobené nesprávným uzavřením suchých zipů nejsou důvodem k reklamaci.
- V případě vážných incidentů při použití této pomůcky okamžitě kontaktujte svého lékaře, svého prodejce zdravotnických prostředků nebo kontaktujte SPORLASTIC přímo na info@sporlastic.de k nahlášení incidentu.

- Jakékoli nevhodné úpravy produktu a/nebo nesprávné použití výše uvedeného produktu vylučují jakoukoli odpovědnost výrobce za produkt.
- Případné vzájemná zdravotní rizika nebo jiné nevýhody s určitými léčebnými postupy, které mohou vzniknout v souvislosti s použitím produktu, musí být projednány s lékařem odpovědným za léčbu.

Prosím, vraťte obal do místního recyklačního systému. Dodržujte místní předpisy. Recyklace plastového rámu: Oddělte popruhy/suché zipy a nasazené polstrování od rámu. Rámu se zbavte prostřednictvím místního recyklačního systému pro plasty. Zneškodnění textilních částí: Suché zipy a polstrování můžete zneškodnit běžným domácím odpadem.

Společnost SPORLASTIC GmbH je přidružena k systému zpětného odběru obalů a plně dodržuje legislativu o obalech ve Spolkové republice Německo.

ÚDRŽBA

Doporučujeme jemné ruční praní MANU-CAST® ORGANIC/MANU-CAST® ORGANIC P v mírně teplé vodě (30 °C) s jemným pracím prostředkem a sušení na vzduchu. Nepoužívejte sušičku prádla, topení nebo mikrovlnnou troubu k sušení produktu.

SKLADOVÁNÍ

Ujistěte se, že je produkt uložen na suchém místě, chráněný před vlhkostí a slunečním zářením. Skladujte produkt při normální teplotě a vlhkosti.

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

Všechny produkty od společnosti SPORLASTIC GmbH podléhají kontrole produktu v rámci našeho systému řízení kvality. Pokud máte stále nějaké stížnosti na náš produkt, žádáme vás, abyste se obrátili na svého specializovaného prodejce.

SLOŽENÍ MATERIÁLU

Čistě plastové díly: 100 % polyamid
Textilie: 95 % polyamid, 5 % elastan

Online verzi návodu k použití najdete na našich webových stránkách na www.sporlastic.de