

Sedací polštář Qmed Seat Cushion

Paměťová pěna napomáhá zmírnit tlak na spodní část sedací kosti a kostrč, zvláště pokud sedíte delší dobu a na tvrdé židli.

Anatomický design a dvojitá vrstva s různou hustotou paměťové pěny zajišťují maximální komfort. Vhodné také k prevenci dekubitů.

Vhodné k užití na kancelářskou židli, invalidní vozík, k domácímu užití i v automobilu. Pomocný pásek pro fixaci požadované polohy, protiskluzová spodní část.

Barva – šedá

Upozornění!

Před prvním použitím vyjměte polštář z obalu a nechte jej vyvětrat na vzduchu.

Složení:

Polštář: visko-elastická polyuretanová paměťová pěna,
Povlak: 80 % bavlna + 20 % PES, zespod 100 % PVC

Údržba:

Potah lze prát v pračce na 40°, bez použití aviváže.

Dezinfekce je možná běžnými čistícími prostředky. K čištění nepoužívejte rozpouštědla či ostré předměty.

Velikost: 46 cm x 41 cm x 7,5 cm

Hustota: 80-110 kg/m³

VÝROBCE

mdh sp. z o.o.
ul. Maratońska 104
94-007 Łódź
Polsko
tel.: +48 42 674 83 33
e-mail: profilaktyka@mdh.pl

DISTRIBUTOR

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
tel.: +420 272 761 102
e-mail: meyra@meyra.cz
www.meyra.cz