

Qmed[®]
TO MAKE YOUR LIFE EASIER

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Qmed[®] Silver Line
by życie stało się łatwiejsze

ORTÉZA NA PŘEDLOKTÍ S FIXACÍ PALCE

KATALOGOVÉ ČÍSLO: Q42006



POZOR!



Ortéza by měla být používána podle pokynů lékaře nebo fyzioterapeuta. Při prvním použití by Vám měl pomoci zkušený zdravotnický personál. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Pokud při používání ortézy cítíte nepohodlí, pozorujete otoky nebo jiné kožní problémy, obraťte se prosím na Vašeho lékaře nebo fyzioterapeuta.

Indikace:

Onemocnění zápěstí, rukou a prstů, která vyžadují podporu a stabilizaci ve specifických polohách, které potíže napravují nebo snižují bolest. Zánět šlach, syndrom karpálního tunelu, revmatický zánět kloubů, preventivní léčba kontraktur, poranění obvodových nervů, operace.

Popis výrobku:

Ortéza na zápěstí a dlaň s fixací palce. Ortéza zajišťuje funkční polohy zápěstí a ruky. Měkká hypoalergická podložka poskytuje pohodlí a zapíná se na suchý zip.

Použití:

Prosím, pečlivě vyberte velikost ortézy, abyste zajistili vhodnou a účinnou léčbu. Položte ruku a předloktí na dlahu a zapněte pásy na suchý zip.

Údržba:

Podložku lze ručně umýt vlažnou vodou s použitím jemných čisticích prostředků. Nechlórovat, neprat v pračce. Před sušením jemně vyždímat. Sušit mimo umělé zdroje tepla. Nežehlit.

POZOR!



Nedodržování pravidel osobní hygieny a mytí produktu nevhodnými čisticími prostředky může mít za následek oděr kůže nebo jiné problémy související s pocením a šířením bakterií. Nepoužívejte výrobek společně s hřejivou masťou nebo gelem. Po umytí výrobek pečlivě opláchněte - zbytky čisticího prostředku, který ve výrobku zůstane, mohou způsobit podráždění pokožky a poškození ortézy.

Velikost

Velikost	XS	S	M	L
Šířka (cm)	6-7	7-8	8-9	9-10

*šířka ruky ve výšce metakarpofalangeálních kloubů

ZÁVĚREČNÉ ROZHODNUTÍ O APLIKACI A VÝBĚRU POMŮCKY BY MĚL UČINIT ZDRAVOTNICKÝ ODBORNÍK.





**SPRZĘT
MEDYCZNY**

Výrobce:

mdh sp. z o.o.
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
tel. +48 42 674 83 84
fax. +48 42 676 71 85
www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl

Distributor:

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
Česká republika
www.meyra.cz