

## Pooperační bota s odlehčenou špičkou Qmed

Pooperační bota s odlehčenou špičkou je vyrobena z prodyšného materiálu a díky otevřené konstrukci špičky se snadno nazouvá. Pevná výztuha v patě udržuje nohu ve správné poloze a poskytuje vynikající kontrolu pohybu přední části chodidla, aby pooperační hojení zůstalo nerušené. Systém zapínání na 3 suché zipy umožňuje přizpůsobení chodidla deformacím nebo pooperačním bandážím. Pásky na suchý zip usnadňují otevírání a umožňují pohodlné nošení.

Botu lze použít pro pravou i levou nohu.

### Indikace:

- Po operaci přední části nohy
- Pro diabetickou nohu
- Po operaci haluxů
- Při žilní stagnaci na nohou

### Kontraindikace:

Neexistují žádné kontraindikace.

### Údržba:

Lze prát ručně ve studené vodě s použitím jemného mýdla. Nebělit.

### Složení:

Svršek: 100% polyester

Podrážka: EVA

Balení: 1 ks

Velikost	S	M	L	XL
Délka stélky	23,5 cm	25,5 cm	27,5 cm	30 cm
Velikost boty	36 – 37	38 – 39	40 – 42	43 – 45

### Označení: DRQI3P

Basic UDI-DI: 59017804DRQI3PN5

## VÝROBCE

mdh sp. z o.o.  
ul. Maratońska 104  
94-007 Łódź, Polsko  
tel. +48 42 674 83 33  
e-mail: profilaktyka@mdh.pl

## DISTIBUTOR

MEYRA ČR s. r. o.  
Hrusická 2538/5  
141 00 Praha 4  
tel.: +420 272 761 102  
e-mail: meyra@meyra.cz  
www.meyra.cz